


Поликлональные Антитела Против Tatdn1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6P1N9

Артикул: CM0016942



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TATDN1, ядерной дезоксирибонуклеазы с экзонуклеазной/эндонуклеазной активностью. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Полезны для исследований репарации ДНК и хромосомной сегрегации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TATDN1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CDA11; TATDN1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	83940
GeneID	83940
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-297 человеческого TATDN1 (NP_114415.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6P1N9
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом