

Моноклональное Антитело Против Тау Для Вестерн-Блоттинга - P10636

Артикул: CM0006279



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий тау-белок (MAPT, 79 кДа). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP), иммунофлуоресценции (IF), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA, с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белку. Идеально для исследований болезни Альцгеймера и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к тау-белку
Примечания/Альтернативные названия	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
Вид	Человек
GeneID	4137
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MAPT (NM_005910.6)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), иммунофлуоресценция на замороженных (IF-F) и парафиновых (IF-P) срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10636
Молекулярная масса белка	79 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом