


Поликлональное Антитело Против Тау-Белка Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P10636

Артикул: CM0016298



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого тау-белка (а.о. 658-758). Для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА; перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Тау — это микротрубочко-ассоциированный белок, критически важный для нейронной полярности и стабильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Тау Кролик rAb
Примечания/Альтернативные названия	TAU; MSTD; PPNP; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4137
ID гена	4137
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 658-758 человеческого тау-белка (NP_058519.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10636
Молекулярная масса белка	79 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом