

Кроличьи Поликлональные Антитела К Тау Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), If-P, Ihc-P, Ифа (Elisa) - P10636

Артикул: CM0017268



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против белка Тау человека (MAPT). Валидированы для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для изучения динамики микротрубочек и исследований нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Tau Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4137
GeneID	4137
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500-758 Тау человека (NP_058519.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10636
Молекулярный вес белка	79 кДа
Доставка	В ледяном пакете