


Поликлональное Антитело Anti-Tax1Bp3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O14907

Артикул: CM0026341



введение

Поликлональное антитело Anti-TAX1BP3 (Кролик) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, реагирует с белками человека и мыши. Нацелено на белок, связывающийся с Tax1, 3 (TAX1BP3), ингибитор сигнального пути Wnt. Идеально для исследований PDZ-домена и Rho-сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAX1BP3 Кролик rAb
Примечания/Альтернативные названия	TIP1; TIP-1; TAX1BP3
Вид	Человек
GeneID (человек)	30851
GeneID	30851
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-124 человеческого TAX1BP3 (NP_055419.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O14907
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом