


Поликлональные Антитела К Taz Для Вб, Игг-П, Иф/Икк, Ифа — Q9Gzv5

Артикул: CM0027978



введение

Кроличьи поликлональные антитела к TAZ, валидированные для применения в ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований сигнального пути Hippo, регуляции транскрипции и исследований онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAZ Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	TAZ
Вид	Человек
ID гена	25937
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-230 белка TAZ человека (NP_056287.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9GZV5
Молекулярная масса белка	44кДа
Доставка	Айс-бокс