


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Taz Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzv5

Артикул: CM0020186



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого TAZ (WWTR1). Валидированы для WB, IF/ICC и ELISA; перекрестная реактивность с человеком и мышью. Идеально подходят для исследований сигнального пути Hippo и регуляции транскрипции. - Q9GZV5.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAZ Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TAZ
Вид	Человек
ID гена (Человек)	25937
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого TAZ (NP_056287.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9GZV5
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом