


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Taz Polymab® Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ип, Ифа - Q9Gzv5

Артикул: CM0011677



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика Anti-TAZ (PolymAb®) для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии в парафиновых срезах (IHC-P), иммунопреципитации (IP) и иммуноферментного анализа (ELISA). Реагирует с TAZ (WWTR1) человека, мыши, крысы — транскрипционным коактиватором пути Hippo. Идеально для исследований контроля размера органов и подавления опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TAZ (PolymAb®)
Примечания/Альтернативные названия	TAZ
Вид	Человек
ID гена (Человек)	25937
ID гена	25937
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 белка TAZ человека (NP_056287.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ в парафиновых срезах (IHC-P), иммунопреципитация (IP), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9GZV5
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом