


Поликлональное Антитело Против Tbc1D1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q86Ti0

Артикул: CM0025216



введение

Кроличье поликлональное антитело к TBC1D1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с реактивностью к белкам человека, мыши и крысы. Обнаруживает полосу с молекулярной массой 133 кДа. Полезно для исследования транслокации GLUT4, поглощения глюкозы и регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TBC1D1 кроличье pAb
Примечания/Альясы	TBC; TBC1; TBC1D1
Вид	Человек
GeneID (человек)	23216
GeneID	23216
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1069-1168 человеческого TBC1D1 (NP_055988.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86Ti0
Молекулярная масса белка	133 кДа
Доставка	Холодильный пакет