


Поликлональное Антитело Anti-Tbc1D4 Для Wb, If/Icc, Elisa — O60343

Артикул: CM0021901



введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-TBC1D4, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Распознаёт человеческий TBC1D4/AS160, перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболизма глюкозы и диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к TBC1D4
Примечания/синонимы	AS160; NIDDM5; TBC1D4
Вид	Человек
GeneID	9882
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1059-1298 человеческого TBC1D4 (NP_055647.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	O60343
Молекулярная масса белка	147 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом