

Поликлональное Антитело Против Tbcv Для Вб, Игх-П, Ифа — Q99426

Артикул: CM0015804

введение

Кроличье поликлоральное антитело к человеческому TBCB (кофактор В фолдинга тубулина). Валидировано для применения в ВБ, ИГХ-П, ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белком. Направлено на белок с молекулярной массой 27 кДа, участвующий в сборке гетеродимеров тубулина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TBCB кроличье пАб
Примечания/Алиасы	CG22; SKAP1; SKAP1; TBCB
Вид	Человек
ID гена (человек)	1155
ID гена	1155
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-244 человеческого TBCB (NP_001272.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99426
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Холодовая упаковка