

Кроличье Поликлональное Антитело Против Твсс Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Ифа - Q15814

Артикул: CM0023467

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на ТВСС (шаперон С, специфичный для тубулина), валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ, ИФА. Распознаёт человеческий, мышиный, крысиный белок. Подходит для изучения сворачивания тубулина и биологии сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ТВСС Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	CFC; ТВСС
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6903
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-346 человеческого ТВСС (NP_003183.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15814
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	В пакете со льдом