

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Твсс Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мкц, Ифа - Q15814

Артикул: CM0023465

### введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против ТВСС (тубулин-специфический шаперон С), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИФ/МКЦ, ИФА. Распознает человеческий, мышиный, крысиный белки. Подходит для изучения сворачивания тубулина и биологии сетчатки.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличья rAb против ТВСС                                                                                                          |
| Примечания/Псевдоним      | CFC; ТВСС                                                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                           |
| ID гена (Человек)         | 6903                                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-346 человеческого ТВСС (NP_003183.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, ИФ/МКЦ, ИФА                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                              |
| SWISS                     | Q15814                                                                                                                            |
| Молекулярный вес белка    | 39 кДа                                                                                                                            |
| Доставка                  | Сумка-холодильник                                                                                                                 |