

Поликлональные Антитела Против Tbcscd1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvr7

Артикул: CM0019239

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческого TBCCD1, валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с человеческим, мышиным и крысиным белками. Подходят для изучения роли центросом и аппарата Гольджи в форме клетки и миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TBCCD1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TBCCD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55171
GeneID	55171
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 456-557 человеческого TBCCD1 (NP_060608.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NVR7
Молекулярный вес белка	64kDa
Доставка	Сумка со льдом