

Поликлональные Антитела К Anti-Tbce Для If-P И Elisa - Q15813

Артикул: CM0022412



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого TBCE (тубулин-специфический шаперон E), валидированные для иммунофлуоресценции на парафиновых срезах и ИФА. Перекрестная реакция с мышью. Идеально подходят для изучения организации микротрубочек и поддержания нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к TBCE
Примечания/Псевдоним	HRD; KCS; KCS1; rac2; PEAMO; TBCE
Вид	Человек
GeneID (человек)	6905
GeneID	6905
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 328-527 человеческого TBCE (NP_003184.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q15813
Молекулярный вес белка	59кДа
Доставка	Сумка со льдом