


Моноклональное Антитело Против Tbk1/Nak (Валидировано Для Ko) Для Wb - Q9Uhd2

Артикул: CM0012383



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против TBK1/NAK, валидированное для WB, IF/ICC, ИHC-P, IP и ELISA. Реагирует с TBK1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета, воспаления и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано для KO] TBK1/NAK Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; TBK1/NAK
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29110
GeneID	29110
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого TBK1/NAK (Q9UHD2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИHC-P, IP, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UHD2
Молекулярный вес белка	84 кДа
Доставка	Сумка со льдом