

Поликлональные Антитела К Tbl1X Для Wb И Elisa - O60907

Артикул: CM0018274



введение

Кроличы поликлональные антитела к TBL1X (O60907) для WB и ELISA. Обнаруживают TBL1X в образцах человека, мыши и крысы. TBL1X — это F-box-подобный белок, который привлекает протеасому к ядерным рецепторам, что необходимо для регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к TBL1X
Примечания/Синонимы	EBI; TBL1; CHNG8; SMAP55; TBL1X
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6907
GeneID	6907
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O60907
Молекулярная масса белка	62 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом