

Кроличьи Поликлональные Антитела Anti-Tbl1Xr1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Bzk7

Артикул: CM0026697



введение

Кроличьи поликлональные антитела Anti-TBL1XR1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), нацеленные на человеческий и мышиный TBL1XR1 (ID гена: 79718, SWISS: Q9BZK7). Подходят для исследований регуляции транскрипции ядерных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TBL1XR1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	C21; DC42; IRA1; MRD41; TBLR1; TBL1XR1
Вид	Человек
ID гена	79718
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого TBL1XR1 (NP_078941.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BZK7
Молекулярный вес белка	56 кДа
Доставка	Сухой лед