

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Tbl2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y4P3

Артикул: CM0012974

введение

Кроличья поликлональное антитело Anti-TBL2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения синдрома Уильямса-Бойрена и биологии белков с WD-повторами. Предполагаемая молекулярная масса 50 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TBL2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	WBSCR13; WS-betaTRP; TBL2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26608
GeneID	26608
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-430 человеческого TBL2 (NP_036585.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y4P3
Молекулярная масса белка	50kDa
Доставка	В пакете со льдом