

Кроличья Поликлональная Антитела Против Tbp Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P20226

Артикул: CM0023607



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против TBP, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Детектируют TATA-бокс-связывающий белок человека, мыши и крысы — ключевой фактор транскрипции при инициации РНК-полимеразы II. Идеальны для исследований транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против TBP
Альтернативные названия	HDL4, TBP1, GTF2D, SCA17, TFIID, GTF2D1, TBP
Вид иммуногена	Человек
ID гена (Человек)	6908
Иммуноген	Синтетический пептид в области аминокислот 1-100 белка TBP человека (NP_001165556.1)
Вид хозяина	Кролик
Тип антител	Поликлональные антитела
Применения	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Доступ в UniProt	P20226
Молекулярная масса	38 кДа
Способ доставки	В пакете со льдом