

Моноклональное Антитело Anti-Tbr1 Для Wb, If-P, Elisa - Q16650

Артикул: CM0003135

введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого TBR1 (T-box brain protein 1), валидированное для WB, IF-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Подходит для исследований кортикального развития и нейроразвивающих расстройств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TBR1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	AUTS5; IDDAS; TBR-1; TES-56; TBR1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10716
GeneID	10716
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого TBR1 (Q16650)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q16650
Молекулярный вес белка	74 кДа
Доставка	Сумка со льдом