


Поликлональные Антитела Против Tbrg4 Для Wb - Q969Z0

Артикул: CM0023971



введение

CamelBio предлагает поликлональные антитела против TBRG4 (Q969Z0), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA; реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеальны для исследований процессинга митохондриальной РНК и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	TBRG4 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	CPR2; FASTKD4; TBRG4
Вид	Человек
GeneID (человек)	9238
GeneID	9238
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 382-631 человеческого TBRG4 (NP_004740.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q969Z0
Молекулярный вес белка	71кДа
Доставка	Сумка со льдом