

Поликлональное Антитело Против Tbx19 Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O60806

Артикул: CM0017819

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого TBX19 (TPIT), ядерного Т-бокс транскрипционного фактора. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Идеально для изучения развития гипофиза и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к TBX19 кролика (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	TPIT; TBS19; dJ747L4.1; TBX19
Вид	Человек
GeneID	9095 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 229-448 человеческого TBX19 (NP_005140.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60806
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом