

Поликлональные Антитела Против Tbx20 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9Umr3

Артикул: CM0023327

введение

Кроличы поликлональные антитела против человеческого TBX20, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с человеком и крысой. Подходят для исследований развития сердца и изучения факторов транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TBX20 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ASD4; TBX20
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57057
GeneID	57057
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9UMR3
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	Сумка-холодильник