

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Tbx21 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9UL17

Артикул: CM0028528

введение

Поликлональные кроличьи антитела против TBX21 получены против С-концевого участка человеческого T-bet, валидированы для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Распознают TBX21 человека, мыши и крысы. TBX21 является основным транскрипционным фактором развития Th1-клеток, критически важным для исследований в области иммунологии и аутоиммунных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела против TBX21
Примечания/синонимы	TBET; IMD88; T-PET; T-bet; TBLYM; TBX21
Вид	Человек
ID гена (человек)	30009
ID гена	30009
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UL17
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	С пакетом льда