

## Поликлональные Антитела Против Tbx22 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y458

Артикул: CM0026114

### введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческого TBX22 (Q9Y458). Подходят для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеальны для изучения небного образования и транскрипционной регуляции в биологии развития.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | TBX22 Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Примечания/Псевдоним      | CPX; CLPA; TBXX; ABERS; dj795G23.1; TBX22                                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (Человек)          | 50945                                                                                                                                |
| GeneID                    | 50945                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 291-520 человеческого TBX22 (NP_058650.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                 |
| SWISS                     | Q9Y458                                                                                                                               |
| Молекулярный вес белка    | 58кДа                                                                                                                                |
| Доставка                  | С ледяным пакетом                                                                                                                    |