

Поликлональные Антитела Кролика Против Tbx3 Для Wb, Elisa - O15119

Артикул: CM0025941



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого TBX3, валидированные для вестерн-блота (WB) и ELISA. Перекрестно реагируют с мышинным белком. Предназначены для исследований в области биологии развития, регуляции транскрипции и изучения факторов T-бокса - O15119.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TBX3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	UMS; XHL; TBX3-ISO; TBX3
Вид	Человек
GeneID (человек)	6926
GeneID	6926
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 310-480 человеческого TBX3 (NP_057653.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O15119
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с аккумулятором холода