

Кроличья Поликлональная Антитело Против Tbx6 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O95947

Артикул: CM0020574

введение

Аффинно-очищенное кроличье поликлональное антитело против человеческого TBX6 (транскрипционный фактор T-box), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), предназначено для исследований мезодермы и лево-правой оси.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TBX6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SCDO5; TBX6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6911
GeneID	6911
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого TBX6 (NP_004599.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95947
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Со льдом