


Моноклональное Антитело Против Tc10/Rhoq Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P17081

Артикул: CM0002752



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на малую ГТФазу TC10/RHOQ (RhoQ). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии в парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA) с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Идеально для изучения поляризации клеток, образования филоподий и трафика CFTR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело к TC10/RHOQ, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	ARHQ; TC10; TC10A; RASL7A; HEL-S-42; TC10/RHOQ
Вид	Человек
GeneID	23433
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-205 человеческого TC10/RHOQ (P17081).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ в парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P17081
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом