

Моноклональное Антитело К Tcea1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Elisa - P23193

Артикул: CM0002279

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий TCEA1, фактор элонгации транскрипции. Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ, ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований транскрипции и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело к TCEA1 (кролик)
Примечания/Альтернативные названия	SII; TCEA; TF2S; GTF2S; TFIIIS; TCEA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6917
GeneID	6917
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого TCEA1 (P23193)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23193
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом