


Поликлональные Антитела Против Tcea1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P23193

Артикул: CM0013414



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против TCEA1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий фактор элонгации транскрипции S-II, необходимый для элонгации РНК-полимеразой II после сайтов остановки. Идеальны для исследований транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCEA1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SII; TCEA; TF2S; GTF2S; TFIIS; TCEA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6917
ID гена	6917
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 75-140 человеческого TCEA1 (NP_006747.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P23193
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом