


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Tceb1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q15369

Артикул: CM0017069



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого TCEB1 (Elongin-C). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA и перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения элонгации транскрипции и убиквитин-лигазных комплексов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCEB1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	SIII; TCEB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6921
GeneID	6921
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-112 человеческого TCEB1 (NP_001191791.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15369
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	Сумка со льдом