

Поликлональные Антитела Против Tceb2 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15370

Артикул: CM0015197



введение

CamelBio предлагает поликлональные антитела против TCEB2, валидированные для применения в WB, IHC-P, IP, ELISA. Антитела нацелены на человеческий Элонгин В — фактор элонгации транскрипции и компонент убиквитин-лигазы. Идеально подходят для исследований в области регуляции генов и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	TCEB2 кроличья поликлональная антитело (pAb)
Примечания/псевдонимы	SIII; TCEB2
Вид	Человек
ID гена	6923
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-118 человеческого TCEB2 (NP_009039.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15370
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего элемента