


Поликлональное Антитело Против Tcerg1 Для Вб, Ифа - O14776

Артикул: CM0014995



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому TCERG1 (CA150/TAF2S), валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Идеально подходит для изучения регуляции элонгации транскрипции и активации, опосредованной Tat ВИЧ-1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCERG1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/псевдонимы	Urn1; CA150; TAF2S; TCERG1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10915
ID гена	10915
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 550–650 человеческого TCERG1 (NP_006697.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14776
Молекулярная масса белка	124 кДа
Доставка	Холодовой пакет