

Поликлональное Антитело К Tcf12 Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q99081

Артикул: CM0026748



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому TCF12 (фактор транскрипции 12), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает TCF12 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения нейронной дифференцировки и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к TCF12
Примечания/Альясы	HEB; p64; CRS3; HN26; HTF4; TCF-12; bHLHb20; HsT17266; TCF12
Вид	Человек
ID гена (человек)	6938
ID гена	6938
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 443–682 человеческого TCF12
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99081
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	Холодовой пакет