

Кроличья Поликлональная Антитело Против Tcf19 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Y242

Артикул: CM0030988

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого TCF19 (фактора транскрипции 19). Валидировано для WB и ELISA. Перекрестная реакция с человеком, мышью и крысой. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCF19 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SC1; TCF-19; TCF19
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6941
GeneID	6941
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 человеческого TCF19 (NP_009040.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y242
Молекулярная масса белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом