

Моноклональное Антитело Против Tcf1/Tcf7 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — P36402

Артикул: CM0002374

введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому TCF1/TCF7 (TCF-1, P36402). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с антигенами мыши и крысы. Идеально подходит для изучения дифференцировки Т-клеток и сигнального пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к TCF1/TCF7
Примечания / синонимы	TCF-1; TCF1/TCF7
Вид антигена	Человек
GeneID (человек)	6932
GeneID	6932
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого TCF1/TCF7 (NP_003193.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P36402
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом