

Поликлональное Кроличье Антитело Против Tcf1/Tcf7 Для Wb, Elisa - P36402

Артикул: CM0029034

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против TCF1/TCF7, валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает TCF7 человека, мыши и крысы, фактор транскрипции, критический для развития Т-клеток. Идеально подходит для иммунодетекции и исследовательских приложений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCF1/TCF7 Кроличье поликлональное антитело
Примечания/Псевдоним	TCF-1; TCF1/TCF7
Вид	Человек
GeneID (человек)	6932
GeneID	6932
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в аминокислотах 50-150 TCF1/TCF7 человека (NP_003193.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36402
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Ледовая сумка