

Кроличье Поликлональное Антитело Против Tcf21 (Pod1/Bhlha23) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — 043680

Артикул: CM0018823

введение

Кроличье поликлональное антитело к TCF21 (POD1/bHLHa23), валидированное для использования в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживает TCF21 человека и мыши — фактор транскрипции, участвующий в развитии почек и легких.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCF21, кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	POD1; bHLHa23; TCF21
Вид	Человек
ID гена (человек)	6943
ID гена	6943
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 30–100 человеческого TCF21 (NP_003197.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	043680
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	С холодильным элементом