


Поликлональное Антитело Против Tcf4 Для Вб, Игк-П, Иф/Икк, Ифа — P15884

Артикул: CM0022658



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против TCF4 для применения в ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК и ИФА. Идеально подходит для изучения транскрипционной регуляции, нейронной дифференцировки и заболеваний, связанных с TCF4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCF4 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	E2-2; FCD2; ITF2; PTH5; SEF2; CDG2T; FECD3; ITF-2; SEF-2; TCF-4; SEF2-1; SEF2-1A; SEF2-1B; SEF2-1D; bHLHb19; TCF4
Вид	Человек
ID гена (человек)	6925
ID гена	6925
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–210 человеческого TCF4 (NP_003190.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15884
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Айс-пак