


Кроличья Поликлональная Антитела Против Tcf4 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P15884

Артикул: CM0014970



введение

Кроличьи поликлональные антитела TCF4 (P15884) валидированы для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Подходят для изучения фактора транскрипции 4 в нейрональной дифференцировке и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCF4 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	E2-2; FCD2; ITF2; PTHS; SEF2; CDG2T; FECD3; ITF-2; SEF-2; TCF-4; SEF2-1; SEF2-1A; SEF2-1B; SEF2-1D; bHLHb19; TCF4
Вид	Человек
ID гена	6925
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого TCF4 (NP_003190.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15884
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом