

Поликлональные Антитела Против Tcf4/Tcf7L2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nqb0

Артикул: CM0022661



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против TCF4/TCF7L2 (Transcription factor 7-like 2), для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Распознают человеческий и мышинный TCF4/TCF7L2, фактор транскрипции сигнального пути Wnt, играющий роль в онкогенезе и поддержании эпителиальных стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCF4/TCF7L2 Кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	TCF4; TCF-4; TCF4/TCF7L2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6934
GeneID	6934
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 124-188 человеческого TCF4/TCF7L2 (NP_001354872.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NQB0
Молекулярный вес белка	68 кДа
Доставка	Сумка со льдом