

Поликлональные Антитела Против Tcf7L1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Hcs4

Артикул: CM0026326

введение

Кроличьи поликлональные антитела против TCF7L1 (TCF-3), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белками. Полезны для изучения Wnt-сигналинга и дифференцировки эпидермиса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCF7L1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TCF3; TCF-3; TCF7L1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	83439
GeneID	83439
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 260-340 человеческого TCF7L1 (NP_112573.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HCS4
Молекулярный вес белка	63кДа
Доставка	Сумка со льдом