

Поликлональное Антитело Против Tcirg1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13488

Артикул: CM0017664

введение

Кроличье поликлональное антитело против TCIRG1 (субъединица $\alpha 3$ V-АТФазы), валидировано для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Подходит для исследований остеокластов и Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCIRG1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	$\alpha 3$; Stv1; Vph1; Atp6i; OC116; OPTB1; TIRC7; ATP6N1C; ATP6V0A3; OC-116kDa; TCIRG1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10312
GeneID	10312
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого TCIRG1 (NP_006010.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13488
Молекулярная масса белка	93 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом