

Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Tcirg1 Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa — Q13488

Артикул: CM0006963

введение

Моноклональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий TCIRG1 (субъединица $\alpha 3$ V-АТФазы). Валидировано для WB, IF, IHC, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований остеокластов, иммунной регуляции и поддержания pH-гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ к TCIRG1
Примечания/синонимы	$\alpha 3$; Stv1; Vph1; Atp6i; OC116; OPTB1; TIRC7; ATP6N1C; ATP6V0A3; OC-116kDa; TCIRG1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10312
Идентификатор гена	10312
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–356 человеческого TCIRG1 (NP_006010.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13488
Молекулярная масса белка	93 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент