

Поликлональные Антитела Против Tc11A Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P56279

Артикул: CM0017057



введение

Кроличьи pAb к TCL1A, валидированные для WB и ELISA на образцах человека. Нацелены на белок 1A Т-клеточного лейкоза/лимфомы, ко-активатор АКТ, участвующий в пролиферации и выживании клеток. Идеально подходят для исследований в онкологии и лимфоидной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCL1A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TCL1; TCL1A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8115
GeneID	8115
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-114 человеческого TCL1A (NP_001092195.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P56279
Молекулярный вес белка	13 кДа
Доставка	Сумка со льдом