

Антитела Кролика Против Tc11B (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - 095988

Артикул: CM0016925

введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против TCL1B, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают TCL1B человека, мыши и крысы (предполагаемый размер ~15 кДа). Полезны для изучения сигнальных путей протоонкогенов и активации АКТ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCL1B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TML1; SYN-1; TCL1B
Вид	Человек
ID гена	9623
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-128 человеческого TCL1B (NP_004909.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	095988
Молекулярный вес белка	15kDa
Доставка	Сумка со льдом