

Кроличье Поликлональное Антитело Против Tcn2 (Транскобаламин-2) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P20062

Артикул: CM0029996



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Транскобаламина-2 (TCN2), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышиному TCN2. Подходит для исследований транспорта и метаболизма кобаламина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCN2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	II; TC; TC2; TC-2; TCII; TC II; D22S676; D22S750; TCN2
Вид	Человек
ID гена	6948 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий аминокислоты 19-250 человеческого TCN2 (NP_001171655.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P20062
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом