

Поликлональные Антитела Против Tcof1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13428

Артикул: CM0030197

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TCOF1 (белок Treacle), подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Поддерживают исследования функции ядрышка, регуляции РНК-полимеразы I и спецификации нервного гребня.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCOF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TCS; MFD1; TCS1; treacle; TCOF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6949
GeneID	6949
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 659-958 человеческого TCOF1 (NP_001008657.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13428
Молекулярный вес белка	152кДа
Доставка	Сумка со льдом