


Кроличье Моноклональное Антитело Против Тср1 Альфа Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Elisa - P17987

Артикул: CM0007751



введение

Кроличье моноклональное антитело от CamelBio против TCP1 альфа (P17987), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ELISA. Определяет человеческий белок TCP1 альфа, субъединицу шаперонина TRiC, участвующую в сворачивании белков и сборке цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к TCP1 альфа
Примечания/Альтернативные названия	CCT1; CCTa; D6S230E; CCT-alpha; TCP-1-alpha; TCP1 alpha
Вид	Человек
GeneID	6950
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого TCP1 альфа (P17987))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17987
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом